



Oxivir Excel®

Stark gegen Erreger. Sanft zu Menschen, Oberflächen und dem Planeten

Oxivir Excel ist ein hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger mit einem breitem Wirkungsspektrum und kurzen Einwirkzeiten. Dank der patentierten „Accelerated Hydrogene Peroxide (AHP)“-Formulierungen reinigt und desinfiziert Oxivir Excel in einem Arbeitsgang und kann auf allen gängigen Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten zum Einsatz kommen.

Stark gegen Erreger

- Auf Basis europäischer Normen getestet und effektiv gegen eine Vielzahl an Pathogenen – Bakterien, Viren und Hefen/Pilze
- Wirkt innerhalb einer Minute
- Volle Wirksamkeit gegen multiresistente Keime wie MRSA, VRE und CRE
- Volle Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren wie das Poliovirus, Adenovirus und das murine Norovirus, und effektiv gegen behüllte Viren wie HIV, HBV, HCV, Grippe, Vaccinia und Corona.
- Wirksam gegen Candida Albicans
- Kraftvolle Tensidkombination sorgt für gründliche Reinigungsergebnisse

Sanft zum Menschen

- Hohe Anwendersicherheit, keine Gefahrenkennzeichnung für die Anwendungslösung, gebrauchsfertige Produkte oder Wischtücher
- Keine flüchtigen, organischen Verbindungen
- Keine Atemwegsirritationen
- Kein Parfüm oder Farbstoffe
- Keine Salicylsäure
- Sicher anwendbar in Patientenbereichen

Sanft zu Oberflächen

Oxivir Excel ist kompatibel mit den meisten, im Gesundheitsbereich vorkommenden Oberflächen und bleicht Textilien nicht aus.

Sanft zum Planeten

Die aktiven Komponenten zerfallen zu Wasser und Sauerstoff und hinterlassen keine schädlichen Rückstände.





Oxivir Excel®

Zulassungsinformation

Oxivir Excel wurde auf Basis der aktuellsten europäischen Standards getestet und als hervorragendes Desinfektionsmittel befunden: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476, EN13704, EN16615 Oxivir Excel ist nach der Medical Device Directive als "MDD – CE Class IIa Medical Device" zertifiziert.

Materialverträglichkeit

Oxivir Excel kann auf allen gängigen Oberflächen im Gesundheitsbereich eingesetzt werden*: Edelstahl, Glass, Acryl, PVC. Nicht auf säure- oder wasserempfindlichen Oberflächen einsetzen (Marmor, Kupfer, Bronze und andere Materialien, die empfindlich gegenüber Oxidation sind).

**Eine genaue Auflistung der Materialverträglichkeiten liegt auf Anfrage vor.*

Technische Daten			
Größe	200 x 300 mm	Gewicht	25 g/m ²
Material	Polypropylen		

Die oben genannten Daten sind produktionstypisch und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produkt	Beschreibung	Verpackungsgröße	Artikelnummer
Oxivir Excel	Konzentrat	2 x 5 L	100941436
Oxivir Excel Foam	Gebrauchsfertig in handlichen Sprühflaschen mit Schaumkopf	6 x 750 ml	100941433
Oxivir Excel Wipes	Vorbefeuchtete Einmaltücher	12 x 100 pcs	100984247