



Room Care R6

Extra starker Toilettenreiniger

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger, extra starker Toiletten und Pissoirreiniger für die gründliche, periodische Entfernung von Kalkablagerungen, Flecken und anderen Rückständen.

Eigenschaften

- Leistungsstarke Formulierung auf Salzsäure-Basis
- Schnellwirkend
- Ideale Viskosität für exzellente Haftung
- Leichter, angenehmer und frischer Duft
- Einzigartige, patentierte O.N.T.-Technologie (neutralisiert Geruchspartikel)

Vorteile

- Schnelle Entfernung von Kalk, Flecken und anderen Rückständen
- Gute Haftung, dadurch optimale Einwirkzeit auf senkrechten/ schrägen Oberflächen
- Geeignet für Porzellan und glasierte sanitäre Anlagen
- Spritzverschluss für schnelle und einwandfreie Anwendung
- Neutralisiert schlechte Gerüche und verbessert somit das Duftergebnis
- Farb- und Zahlencodierung verhindert Anwendungsfehler

Anwendungshinweise

Dosierung:

RoomCare R6 ist gebrauchsfertig; unverdünnt verwenden.

Anwendung:

1. Die Toilette oder das Pissoir spülen.
2. Eine geringe Produktmenge R6 direkt aus der Flasche unter den Rand, entlang des Beckens und auf Wasserspuren geben.
3. Das Produkt mit einer Toilettenbürste verteilen, mindestens 5 Min. einwirken lassen, mit einer Toilettenbürste oder einem Schwamm nochmals scheuern und abschließend spülen.

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte unserem RoomCare R6 Mini Guide.

Technische Daten

Aussehen: Klare, blaue Flüssigkeit


pHWert (pur): < 2

pHWert (gebrauchsfertige Lösung): Relative Dichte (20°C): ≈ 1.04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diverseyl.com. Lagerung nur im



© A.I.S.E.



Room Care R6

originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht auf Edelstahl und säureempfindlichen Oberflächen wie beispielsweise Emaille oder Marmor anwenden. Produktspritzer oder -tropfen sofort von säureempfindlichen Oberflächen entfernen und gründlich mit klarem Wasser abspülen. Nicht mit chlorhaltigen oder anderen Reinigungsprodukten mischen. Verträglichkeit an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle vor Anwendung testen.

Umweltinformationen

Die Tenside in diesem Produkt sind biologisch abbaubar in Übereinstimmung mit der EU-Regulierung EG 648/2004.

Lieferbare Gebinde

Room Care R6 ist als 0,75-Liter-Flasche erhältlich, die für das Recycling geeignet ist.